

MR-96A

Lector de Microplaca

- Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7.8"
- Cubierta opaca para evitar luz externa
- Impresora térmica y opción a impresora externa
- Capacidad para almacenar más de 20,000 resultados
- Múltiples opciones para el ajuste de curva
- Modos de agitación de velocidad y tiempo variables
- Sistema óptico bi-cromático totalmente automático
- Amplio reporte con información del paciente
- Lámpara de alta durabilidad
- Software de gestión de datos (opcional)

mindray
healthcare within reach

NEW



MR-96A

Lector de Microplaca

Especificaciones Técnicas

Método de detección

Microplacas aceptadas

Velocidad de lectura

Rangos de longitud de onda

Sistema de medición

Fuente de luz

Rango de lectura

Rango de medición

Precisión fotométrica

Precisión de longitud de onda

Repetibilidad

Estabilidad

Linealidad

Filtros

Puertos de conexión

Agitación

Ingreso de datos

Pantalla

Dimensiones

Peso

Absorbancia 96 y 48 pozos 5 seg a una longitud de onda y 12 seg con 2 longitudes de onda 400~700nm Sistema óptico de 8 canales Lámpara de Halógeno-tungsteno 0.001~3.500 Abs 0.001~2.500 Abs 0~0.2 A 0.001 Abs $\pm 2\text{nm}$ < 1% < 0.005 Abs / 10 min 0~1.5 A < 1.0% 405nm, 450nm, 492nm, 630nm 1 x RS232, 2 x USB Modos de agitación de velocidad y tiempo variables Mediante Pantalla Táctil LCD a color 437mm x 332mm x174mm 8.5 Kg

