

BC-30s

Analizador de Hematología Automático

El analizador BC-30s, compacto y poderoso, reúne todas las características que debe tener un analizador de 3 partes. Con un tamaño de 17 pulgadas y un diseño que ahorra espacio, permite el almacenamiento interno de cepas. La nueva tecnología elimina la necesidad de limpiar y enjuagar, reduciendo el consumo de reactivos y el número de reactivos necesarios. Además, cuenta con un envase flexible de reactivos en tamaños estándar y pequeño, adecuado para diferentes volúmenes. Proporciona información detallada para el diagnóstico, incluyendo la detección de WBC, RBC y PLT.



Especificaciones técnicas

Principio: Método de impedancia de WBC, RBC y PLT
 21 parámetros y 3 histogramas para WBC, RBC Y PLT
 Reactivo: Diluyente M-30D, Cepas M-30CFL y limpiador de Sonda
 Volumen de la muestra: Prediluido 20ul y sangre completa 9ul
 Pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas
 Registrador térmico, papel de 50mm de ancho
 Interfaz: 4 puertos USB
 Comunicación: Protocolo HL7 de Puerto Lan y LIS bidireccional
 Dimensión: 410x300x400mm
 Peso: 20kg

Características

CBC+3-DIFF, 21 parámetros + 3 histogramas
 Rendimiento: 70 muestras por hora
 Sistema de funcionamiento intuitivo con pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas
 Muestreo con vial abierto
 Almacenamiento de 500,000 resultados con histogramas
 Calibradores y reactivos, control de calidad original